



# Filtek™ Bulk Fill Flowable Fließfähiges Komposit Applikationskanülen

Packung 20 Stück

---



Artikelnr.: 102918  
Hersteller: 3M Healthcare GmbH  
Gewicht: 0.007 kg  
Höhe: 13 mm  
Breite: 65 mm  
Länge: 101 mm

**€ 5,03**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 20 Kanülen

Biegbare Einweg-Applikationskanülen für die 3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable Fließfähiges Komposit Spritzen.

- Biegsame Kanüle für verbesserten Zugang
- Einweg-Applikationskanülen 19-Gauge