



picodent® softknete

Dose 1 kg



Artikelnr.: 102961
Hersteller: Picodent GmbH
Gewicht: 1.078 kg
Höhe: 133 mm
Breite: 105 mm
Länge: 105 mm

€ 57,82

Zzgl. MwSt.

Dose 1 kg Knete

Wiederverwendbare Fixierungsknete als Artikulationshilfe, optimal auch zum Ausblocken von Gipsmodellen.
Universelle softknete für die Modellherstellung. Auch als Fixierungshilfe beim zeiser® Modellsystem geeignet.