

# IMPLANTCENTER II LED

Stück inklusive Zubehör

---



Artikelnr.: 103024  
Hersteller: ACTEON Germany GmbH  
Gewicht: 10 kg  
Höhe: 310 mm  
Breite: 480 mm  
Länge: 600 mm

**€ 12.367,10**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Stück** Ultraschallgenerator inklusive I-Surge LED-Mikromotor, LED-Mikromotorkabel, progressiver Multifunktionsfußschalter, 2 Flaschenhalter, 2 Handstückablagen, 2 autoklavierbare Sterillinien, 30 Einmal-Infusionslanzetten, Zubehör für die Inbetriebnahme

Leistungsstarker Ultraschallgenerator mit LED-Licht und mit I-Surge und Piezotome II (Kombigerät) für Knochenchirurgie, konventionellen Ultraschall und Mikromotor.

- 3-fach höhere Leistung
- Leistungsstarkes LED-Lichthandstück (100.000 LUX)
- Intuitiver Touchscreen
- Einsetzbar für chirurgische Einsätze wie z. B. hydrodynamische Sinusbodenelevation, minimalinvasive Extraktionen, chirurgische Kronenverlängerung