



TOPDENT BA 606 Co-Cr-Trennscheiben

Packung 100 Stück auch für Keramik, Ø 22 mm x 0,6 mm



Artikelnr.: 103098
Hersteller: Kentzler-Kaschner Dental
Gewicht: 0.067 kg
Höhe: 31 mm
Breite: 29 mm
Länge: 78 mm

€ 26,53

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Scheiben auch für Keramik, Ø 22 mm x 0,6 mm

TOPDENT Spezialtrennscheiben.

- bis 25 mm Ø 30.000 U/min.
- ab 32 mm Ø 15.000 U/min.