



Omnisept

Dosierflasche 1 Liter



Artikelnr.: 10336
Hersteller: Omnident GmbH
Gewicht: 1.114 kg
Höhe: 255 mm
Breite: 61 mm
Länge: 130 mm

€ 12,73

Zzgl. MwSt.

Dosierflasche 1 Liter

Zur Desinfektion und schonenden Reinigung zahnärztlicher Instrumente. Aldehyd- und phenolfrei, geringstmögliche Anwendungskonzentration: Schon ab 1 %iger Verdünnung verwendbar. VAH/DGHM-gelistet. Ultraschallbad geeignet. Wirkungsspektrum: Bakterizid, levurozid, tuberkulozid, wirksam gegenüber behüllten Viren (z. B. HBV/HIV/HCV), Einwirkzeiten nach Standardmethoden der DGHM: 1 %: 60 Minuten; 1,5 %: 15 Minuten. Die Lösung ist bei Verwendung täglich zu wechseln.