



Omnidrill

Flasche 2 Liter



Artikelnr.: 10338
Hersteller: Omnident GmbH
Gewicht: 2.126 kg
Höhe: 295 mm
Breite: 113 mm
Länge: 115 mm

€ 8,64

Zzgl. MwSt.

Flasche 2 Liter

Gebrauchsfertiges Bohrerbad hervorragend geeignet zur Desinfektion und Reinigung von rotierenden Dentalinstrumenten, inklusive Wurzelkanalinstrumente, Gummipolierer und keramischen Schleifkörpern. Ausgezeichnete Reinigungskraft und Korrosionsschutz. Aldehyd- und phenolfrei. VAH-gelistet.

Wirkungsspektrum: Bakterizid (inklusive MRSA), levurozid (candida albicans), tuberkulozid (M.terrae), wirksam gegenüber behüllten Viren (z. B. HBV/HIV/HCV), H1N1 (Schweinegrippe). Einwirkzeiten nach VAH: 5 Minuten. Die Lösung ist bei Verwendung täglich zu wechseln. Ultraschallbad geeignet.