



CeraGloss-Flex

Stück gelb, HP, Figur 345, 0,6 mm, ISO 220



Artikelnr.: 103624
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.019 kg
Höhe: 66 mm
Breite: 36 mm
Länge: 39 mm

€ 26,78

Zzgl. MwSt.

Stück Polierer gelb, HP, Figur 345, 0,6 mm, ISO 220

Zur Erzielung langanhaltender, hochglänzender Oberfläche, speziell für interdentale Bereiche und zur Politur der Konturen. Der flexible, dünne Polierer passt sich perfekt der anatomischen Oberflächenform an.

- Stufe 1 = Blau, Polieren zur Oberflächenglättung. Drehzahlbereich: 15.000 U/min.
- Stufe 2 = Gelb, Hochglanzpolitur ohne Polierpaste, ohne zusätzlichen Glanzbrand. Drehzahlbereich: 15.000 U/min.
- Verblend- und Keramiktechnik, Kronen-/Brückentechnik, Occlusalbearbeitung Keramik