



Soft Tissue Trimmer

Stück 8 mm, ISO016, FG250



Artikelnr.: 103680
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.025 kg
Höhe: 16 mm
Breite: 62 mm
Länge: 82 mm

€ 35,85

Zzgl. MwSt.

Stück Trimmer 8 mm, ISO016, FG250

Zur Zahnfleischbehandlung, als Alternative zu Skalpell und Elektrochirurgie.

Der STT Gewebetrimmer aus Keramik ist ein rotierendes Instrument für die Zahnfleischbehandlung. Das biokompatible keramische Arbeitsteil trennt das Gewebe ohne Hitzeentwicklung.