



Luscent Anchors® Wurzelstifte

Packung 15 Stück Größe S, gelb, 15 Stumpfaufbauhülsen



Artikelnr.: 10373
Hersteller: Medicom GmbH
Gewicht: 0.048 kg
Höhe: 20 mm
Breite: 73 mm
Länge: 93 mm

€ 218,30

Zzgl. MwSt.

Packung 15 Stifte 15 mm, Ø 1,45 mm, Größe S, gelb, 15 Stumpfaufbauhülsen

Glasfaserverstärkte Wurzelstifte

Die erste Wahl für ästhetische Restaurationen.

Die Vorteile

- Der klassische Glasfaserstift von Dentatus
- Hervorragende Ästhetik
- Zeitsparendes Vorgehen
- Unterstützt den Stumpfaufbau

Luscent Anchors eliminieren die Nachteile von Metallstiften, insbesondere in den optisch sichtbaren Bereichen. Die transluzenten Stifte bestehen aus längslaufenden Glasfasern in einer stabilen Kunststoffmatrix mit einem dem Dentin ähnlichen Elastizitätsmodul. Sie bieten neben ihrer exzellenten Ästhetik auch die Festigkeit, die zur Unterstützung von langlebigen Restaurationen benötigt wird. Das Einsetzen des Stiftes erfolgt in einem Schritt – beim gleichzeitigen Aushärten von Adhäsiv und Befestigungskomposit wird innerhalb des Kanals ein stabiler Monoblock zur Unterstützung des restaurativen Aufbaus geschaffen.

Luscent Anchors bieten eine extrem starke Adhäsion an Komposit. Die Glasfasern enthalten Silizium, das den Füllmaterialien von Komposit ähnlich ist.

- Farbcodierung für leichte Größenauswahl
- Hohe Retention am Befestigungskomposit
- Sechs Größen auch für besonders kleine oder großlumige Kanäle