



YETI EXPANSION plus

Set



Artikelnr.: 103766
Hersteller: Yeti Dentalprodukte GmbH
Gewicht: 6.888 kg
Höhe: 230 mm
Breite: 280 mm
Länge: 260 mm

€ 76,73

Zzgl. MwSt.

Set 50 x 100 g Einbettmasse, 1 Liter Liquid

Universaleinbettmasse für Edelmetall, NEM Legierungen und Presskeramik. Durch die Expansionssteuerung über das Liquid lassen sich alle gewünschten Werte für Edelmetall, NEM und Presskeramik erzielen. Presskeramische Restaurationen wie Inlays, Veneers, Überpresstechnik und K+B Technik. Großspannige NEM Arbeiten durch erhöhte Expansionswerte möglich. Kein High-Expansion Liquid notwendig. Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis, einfaches Ausbetten und extrem glatte Oberfläche des Gussobjekts aufgrund feinkörniger Konsistenz hervorragende Fließeigenschaften. 100g Beutel abgestimmt auf Presskeramik Zylinder.