




## TOPDENT Sidia-Flex

Stück Mini, gelb superfein, 12 mm x 0,15 mm

---



Artikelnr.: 103933  
Hersteller: Kentzler-Kaschner Dental  
Gewicht: 0.02 kg  
Höhe: 8 mm  
Breite: 45 mm  
Länge: 78 mm

**€ 35,40**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Stück** Scheibe Mini, gelb superfein, 12 mm x 0,15 mm

Galvanische Sinterdiamantscheiben: Rand volldiamantiert und flexibel. Zum Trennen und Separieren von Keramik und NEM-Legierungen.