



TD Perfocut Scheibe D22mm fein St

Stück galvanisch beschichtet, beidseitig, rot fein, 0,22 mm



Artikelnr.: 103934
Hersteller: Kentzler-Kaschner Dental
Gewicht: 0.013 kg
Höhe: 23 mm
Breite: 60 mm
Länge: 109 mm

€ 20,12

Zzgl. MwSt.

Stück Scheibe galvanisch beschichtet, beidseitig, rot fein, 0,22 mm

Montierte flexible Diamantscheiben. Beidseitig beschichtet.

- Fein – Ø 22 mm
- Stärke-0,17 mm oder 0,22 mm
- Drehzahl 3.000 - 5.000 min⁻¹