



KENDA UNICUS

Packung 12 Stück orange extra fein, RA, Figur 243 große Spitze, 10 mm, ISO 050



Artikelnr.: 104154
Hersteller: Prodent Dentalbedarf GmbH
Gewicht: 0.022 kg
Höhe: 36 mm
Breite: 33 mm
Länge: 73 mm

€ 49,21

Zzgl. MwSt.

Packung 12 Polierer orange extra fein, RA, Figur 243 große Spitze, Kopflänge: 10 mm, ISO 050

?1-Schritt Diamant-Poliersystem für die Endpolitur von Komposit und Keramik.

- Für Komposit und Keramik
- Beide Materialien mit demselben Polierer
- Vor- und Hochglanzpolitur in einem Arbeitsgang
- Mikrofeine Diamantierung- hohe Standzeit
- Flexibles, anschmiegsames Handling
- Ihr Resultat: ein natürlich-ästhetischer Hochglanz
- Farbe: hellbraun mit gelben Ring
- Empfohlene Drehzahl: 5.000 - 7.500 U/min., max. 10.000 U/min.