



PROLENE

Packung 36 Stück blau, 45 cm, FS, USP 2-0, Stärke 3



Artikelnr.: 104169
Hersteller: Ethicon Johnson & Johnson
Gewicht: 0.23 kg
Höhe: 70 mm
Breite: 126 mm
Länge: 144 mm

€ 140,00

Zzgl. MwSt.

Packung 36 Folien blau, 45 cm, FS, USP 2-0, Stärke 3

PROLENE [Polypropylen] ist ein synthetisches, nicht resorbierbares, monofiles Nahtmaterial. *PROLENE* zeichnet sich insbesondere durch die isotaktische Eigenschaft und das inerte Gewebeverhalten des Fadens aus.