



Diamantscheibe 605

Stück perforiert rot fein, HP, Figur 605, 0,15 mm, ISO 220



Artikelnr.: 10419
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.018 kg
Höhe: 68 mm
Breite: 35 mm
Länge: 37 mm

€ 13,90

Zzgl. MwSt.

Stück Scheibe perforiert rot fein, HP, Figur 605, 0,15 mm, ISO 220

Superflex. Perforierte Diamantscheibe in feiner und standard Diamantkörnung, zum feinen und groben Separieren und Konturieren von Keramik mit guter Durchsicht.

- Max. Drehzahl - 15.000 U/min.
- Verblend- und Keramiktechnik