



Protector

Flasche 100 ml



Artikelnr.: 104243
Hersteller: Benzer Dental AG
Gewicht: 0.116 kg
Höhe: 98 mm
Breite: 46 mm
Länge: 46 mm

€ 22,43

Zzgl. MwSt.

Flasche 100 ml Isoliermittel

Elastische selbsthärtende Schutzisolation. Schützt Gipsstümpfe beim Trimmen vor Schleifwasser und Abrasion. *Protector* isolierte Zonen werden beim Sandstrahlen wirksam abgedeckt. Idealer elastischer Dichtlack. Mit *Protector* überzogene Instrumente werden säure- und laugenbeständig. Auch für Kunststoffoberflächen geeignet. Hohe Chemikalienresistenz, schnell trocknend und rückstandslos abziehbar.