



HM-Fräser Schliff 27

Stück Titanverzahnung, orange fein, HP, Figur 198, 8 mm, ISO 023



Artikelnr.: 104275
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.007 kg
Höhe: 10 mm
Breite: 38 mm
Länge: 70 mm

€ 14,49

Zzgl. MwSt.

Stück Fräser Titanverzahnung, orange fein, HP, Figur 198, Kopflänge: 8 mm, ISO 023

Für die Bearbeitung von allen NEM-Legierungen bei hohem Materialabtrag und glatten Oberflächen.
Drehzahl-Empfehlungen - Labor-Fräser.

- 010 - 023 = 5.000 - 40.000 U/min.
- 025 - 045 = 15.000 - 30.000 U/min.
- 050 - 080 = 15.000 - 20.000 U/min.
- Modellgußtechnik, Kronen-/Brückentechnik, Edelmetall (reduziert)

Das Nichtbeachten der maximal zulässigen Drehzahl führt zu einem erhöhten Sicherheitsrisiko.