



MEDIZID® AF

Karton 2 x 5 Liter Kanister



Artikelnr.: 104414
Hersteller: Meditrade GmbH
Gewicht: 10.5 kg
Höhe: 250 mm
Breite: 180 mm
Länge: 150 mm

€ 39,70

Zzgl. MwSt.

Karton 2 x 5 Liter Kanister

MEDIZID® AF - Aldehydfreie Flächendesinfektion und -reinigung.

Charakteristik

MEDIZID® AF ist ein aldehydfreies Desinfektionsmittel zur wirtschaftlichen Reinigung und Desinfektion wischbeständiger Oberflächen im patientennahen Umfeld und in medizinischen Bereichen. *MEDIZID® AF* ist ideal für Bereiche mit starker Verschmutzung oder Geruchsbelastung. Auch zur Tauchdesinfektion geeignet. VAH-zertifiziert.

Wirkungsspektrum

Bakterizid / Levurozid: VAH: 3 % / 15 Minuten, 1 % / 60 Minuten, 0,5 % / 4 Stunden.

Tuberkulozid: M.-terrae: 3 % / 60 Minuten.

Begrenzt viruzid: Behüllte Viren: BVDV / HCV / Vaccinia: 0,5 % / 15 Minuten, HBV / HIV: 3 % / 5 Minuten, 1 % / 30 Minuten.

Unbehüllte Viren: Norovirus: 2 % / 60 Minuten. Wirksam gegen MRSA.

Eignet sich zum Tauchen von Gegenständen, sehr gute Materialverträglichkeit, hervorragende Reinigungseigenschaften, keine Geruchs- oder Luftbelastungen, geeignet für zentrale und dezentrale Dosieranlagen und Mischsysteme.

Anwendung

Geeignete Konzentration auswählen, z. B. 3 % (30 ml / Liter). Bei einem 8 l-Eimer 8 x 30 ml (= 240 ml) aus dem Gebinde abmessen und zu dem Wischwasser geben. Zu desinfizierende Flächen wischen. Einwirkzeit beachten. Gebinde wieder gut verschließen. Für andere Konzentrationen bitte unter Dosierung nachsehen. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.