



HOFFMANN'S READY2MIX

Starter Kit



Artikelnr.: 104417
Hersteller: Hoffmann Dental Manufakt.
Gewicht: 0.039 kg
Höhe: 86 mm
Breite: 35 mm
Länge: 70 mm

€ 9,04

Zzgl. MwSt.

Starter Kit 5 x 1 g Stickpack, 3 ml Flüssigkeit

HOFFMANN'S CEMENT in der innovativen Einzeldosierung für fehlerfreies Anmischen mit individueller Konsistenzsteuerung. Unterfüllungen für alle Füllungsmaterialien. Zur definitiven Befestigung von Inlays, Kronen und Brücken aus Zirkonoxid-, Aluminiumoxid- und Lithiumdisilikatkeramik, Edelmetall, NE-Metall sowie Metall-Keramik. Zementierung von Kronen und Brücken auf Implantaten, Einzementieren von Wurzelstiften, Schrauben, Stumpfaufbauten, orthodontischer Bänder und für temporäre Füllungen.