



Photac™ Fil Quick

Packung 20 Stück A2



Artikelnr.: 104548
Hersteller: 3M Healthcare GmbH
Gewicht: 0.142 kg
Höhe: 83 mm
Breite: 48 mm
Länge: 192 mm

€ 50,48

Zzgl. MwSt.

Packung 20 Kapseln A2

Mit 3M™ Photac™ Fil Quick Lichthärtendem Glasionomer Füllungsmaterial gelingt die Herstellung perfekter Glasionomerfüllungen in nur wenigen Schritten.

- Schnelle und einfache Anwendung insbesondere bei ungeduldigen Kindern und Angstpatienten
 - Nur fünf Schritte zur Versorgung
 - Hohe Fluoridabgabe zum Schutz vor Sekundärkaries
 - Einfache Handhabung sowie konstante Verarbeitungs- und Qualitätseigenschaften im 3M™ Aplicap™ System
 - 8 Farben für eine harmonische Farbabstimmung
-
- Milchzahnfüllungen
 - Permanente Füllungen der Klasse III und IV
 - Permanente kleine Füllungen der Klasse I
 - Semipermanente Füllungen der Klasse I und II
 - Fissurenversiegelung