



Dublierstarter

Starterset



Artikelnr.: 104766
Hersteller: Ernst Hinrichs GmbH
Gewicht: 5 kg
Höhe: 242 mm
Breite: 279 mm
Länge: 368 mm

€ 203,22

Zzgl. MwSt.

Starterset 40 m Dublierklebeband, 2 x 1 kg Hinrisil Speed, 3 Stabilisierungsplatten Größe 2, 1 Fixiervorrichtung, 250 ml Oberflächenentspanner Hinrisol auf Alkoholbasis, 25 m Kreppband, 2 Poster Dublieren und Einbetten

Das Starterset enthält alle, für die küvettenlose Dubliertechnik erforderlichen Artikel und ermöglicht Ihnen die sparsame Dublierung und Einbettung Ihrer Arbeiten.