



Hinrizit® Speed

Beutel 5 kg Modellhartgips blau



Artikelnr.: 104779
Hersteller: Ernst Hinrichs GmbH
Gewicht: 5.133 kg
Höhe: 315 mm
Breite: 190 mm
Länge: 125 mm

€ 17,78

Zzgl. MwSt.

Beutel 5 kg Modellhartgips blau

Der klassische Modellhartgips mit besonders kurzer Abbindezeit ohne Beeinträchtigung der Druckfestigkeit und Passgenauigkeit. Besonders geeignet für schnelle Reparaturen und eilige Arbeiten. Bereits nach 10 Minuten entformbar.

Anwendungsempfehlung

Arbeitsmodelle, Gegenbissmodelle, Kunststofftechnik, Reparaturen, Unterfütterungen, Erweiterungen.