



Zirkon BioStar mit Schulter

Stück Ø 98,5 mm, H 10 mm, weiß opak



Artikelnr.: 104796
Hersteller: Ernst Hinrichs GmbH
Gewicht: 0.28 kg
Höhe: 43 mm
Breite: 119 mm
Länge: 120 mm

€ 93,37

Zzgl. MwSt.

Stück Fräsblank Ø 98,5 mm, H 10 mm, weiß opak

Zirkon BioStar sind isostatisch verdichtete und vorgesinterte Fräsblanks aus Zirkoniumdioxid. Zur Herstellung von Kronen- und Brückengerüsten, ausgezeichnete Biokompatibilität, hohe Festigkeit, leicht zu verarbeiten, ausgezeichnete Kantenstabilität. Es ist zum Einfärben mit allen handelsüblichen Keramikfarben geeignet.