



## Zirkon BioStar Colour

Stück 500, H 14 mm



Artikelnr.: 104809  
Hersteller: Ernst Hinrichs GmbH  
Gewicht: 0.36 kg  
Höhe: 43 mm  
Breite: 119 mm  
Länge: 120 mm

**€ 129,30**

*Zzgl. MwSt.*

### Stück Fräsblank 500, H 14 mm

Vollständig durchgefärbte Blanks, hergestellt nach demselben Produktionsverfahren wie Zirkon BioStar. Die vorgefärbten Blanks garantieren konstante und homogene Farbqualitäten. Erhebliche Zeiteinsparung, da ein Einfärbungsverfahren mit schwankenden Farbergebnissen entfällt. Bei eventueller Nachbearbeitung ergeben sich keine weißen Stellen. Ø 98,5 mm, in 5 Farben lieferbar.