



Zirkondiamanten HST

Packung 2 Stück, weiß/blau, HP, Figur 257, ISO 023



Artikelnr.: 104931
Hersteller: DFS-DIAMON GmbH
Gewicht: 0.018 kg
Höhe: 61 mm
Breite: 32 mm
Länge: 35 mm

€ 9,97

Zzgl. MwSt.

Packung 2 Diamanten, weiß/blau, HP, Figur 257, ISO 023

Speziell beschichtete Diamanten zur Zirkonbearbeitung im Handstück. Drehzahl 5' - 30.000 U/min.