



## CoCr Schweißdraht

Rolle 2 m Draht, Ø 0,25 mm

---



Artikelnr.: 104955  
Hersteller: Dentaurum GmbH & Co.KG  
Gewicht: 0.017 kg  
Höhe: 11 mm  
Breite: 66 mm  
Länge: 102 mm

**€ 74,46**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Rolle** 2 m Draht, Ø 0,25 mm

Ideale Dimensionierung als Zusatzmaterial zum Laserschweißen für alle CoCr-Legierungen.