



Slot Machine

Stück HSL 564-04, sterilisierbar



Artikelnr.: 104970
Hersteller: Karl Hammacher GmbH
Gewicht: 0.229 kg
Höhe: 21 mm
Breite: 148 mm
Länge: 266 mm

€ 668,36

Zzgl. MwSt.

Stück Stanze HSL 564-04, sterilisierbar

Diese Stanze ist für den Einsatz bei der Verwendung von inter- und intramaxillären Gummizügen in Verbindung mit Tiefziehschienen bestens geeignet. Eine aufwendige Positionierung von Knöpfen entfällt. Der spezielle Ausschnitt verhindert ein Herausrutschen der Gummizüge und eine Rissbildung der Schienen.