



Composculp nach Dr. Dietschi

Stück



Artikelnr.: 105071

Hersteller: Hu-Friedy Mfg.Co.,LLG

Gewicht: 0.025 kg

Höhe: 11 mm

Breite: 25 mm

Länge: 220 mm

€ 43,91

Zzgl. MwSt.

Stück Komposit Instrument

Composculp nach Dr. Dietschi für ästhetische und akkurate Restaurationen. Verwandeln Sie Ihre Komposit-Restaurationen in Kunststücke. Unsere hochwertigen Materialien, zwei ergonomische Griffvarianten und das einzigartige Design der Arbeitsenden machen Composculp Instrumente zu Ihrer Lösung für beste ästhetische Ergebnisse.

- Sorgfältige Restaurationen: Auf Hochglanz polierte Edelstahl-Arbeitsenden verhindern ein Anhaften des Kompositmaterials
- Langlebig und beständig: Arbeitsenden aus Immunity Steel, einer optimalen Verbindung mit hohem Chrom- und Kohlenstoffanteil garantieren Festigkeit und sind korrosionsbeständig
- Einfache Reinigung: Das moderne Design des glatten Griffs hilft, dass sich Kompositmaterial nicht anhäuft