



PremEco® Line Alginatisolierung

Flasche 1 Liter



Artikelnr.: 10522

Hersteller: Merz Dental GmbH

Gewicht: 1.113 kg

Höhe: 224 mm

Breite: 84 mm

Länge: 70 mm

€ 27,34

Zzgl. MwSt.

Flasche 1 Liter Isolierung

Spezialisoliermittel Gips gegen Prothesenkunststoff geeignet für die Verarbeitung von Heiß- und Kaltpolymerisaten. Das Produkt ist für alle Fertigstellungen, Unterfütterungen, Reparaturen und Erweiterungen in der Kunststoffprothetik geeignet. Die besonders streichfähige Konsistenz ermöglicht einen sehr guten und sparsamen Auftrag. Die Isolierung geht dadurch einen optimalen chemischen Verbund mit dem Gips ein.

- Flüssiges, formaldehydfreies Gemisch aus Alginat, Wasser und Konservierungsmitteln
- Besonders streichfähig
- Bildet glatte, dünne und beständige Isolierschicht
- Überschüssige Isolierung wird nicht gebunden, ist leicht zu entfernen
- Eindeutige visuelle Kontrolle durch seidenmatt glänzenden Film
- Unterstützt das leichte Abnehmen der fertiggestellten Werkstücks nach der Polymerisation