

# PIEZON® No Pain Einbaukit

Kit Standard



Artikelnr.: 105544  
Hersteller: E.M.S. Electro Medical  
Gewicht: 1.01 kg

**€ 1.178,67**

*Zzgl. MwSt.*



Kit Standard, Original PIEZON No Pain Handstück, Handstückschlauch mit handstückkupplung, Kabelbaum, Installationsplan, 3 Swiss Instruments A, P, PS, jeweils in CombiTorque, Steribox aus Edelstahl, 1/4 DIN-Größe

Piezokeramischer Ultraschallantrieb für die Behandlungseinheit.

- Modul vom Erfinder der Original Methode Piezon
- Präzise Leistungsregulierung für eine durchgehend effektive Behandlung
- Feedbackkontrolle für eine optimierte Geräteleistung
- Für alle Anwendungen - Scaling, Perio, Endo, Restorative