



CeraGloss

Packung 6 Stück gelb, RA, Figur 030, 10 mm, ISO 060



Artikelnr.: 10570
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.007 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 93 mm
Länge: 127 mm

€ 44,94

Zzgl. MwSt.

Packung 6 Polierer gelb, RA, Figur 030, Kopflänge: 10 mm, ISO 060

3 - Stufen Diamant - Poliersystem für alle keramischen Füllungen, Teil- und Vollkronen - Restaurationen. Polierer mit Naturdiamantkorn zum Finieren, Polieren und zur Hochglanz - Politur von Keramik - Oberflächen. Ein erneuter Glanzbrand nach erfolgter Korrektur ist überflüssig.

- 1. Stufe = Grün: Finieren, für schnellen Materialabtrag
- 2. Stufe = Blau: Polieren, zur Oberflächenglättung
- 3. Stufe = Gelb: Hochglanz - Politur

30040SO - CerGloss Keramik Kit (gelb) - Spezielles diamant - imprägniertes Oberflächen - Bearbeitungssystem zum Hochglanz - Polieren von Praxis - Keramiken. Zeitsparender, angenehmer Ein - Stufen - Prozess. Hochtemperatur - resistenter Synthetikgummi, mit natürlichen Diamantpartikeln höchster Qualität durchsetzt. Dies stellt eine schnelle Substanzreduktion sicher kombiniert mit einem Hochglanzresultat für höchste ästhetische Ansprüche.

- Verblend- und Keramiktechnik, Occlusalbearbeitung Keramik
- Mit Wasserspray benutzen
- Drehzahl 10.000 - 12.000 U/min.