



## EVE DIASynt® Plus & DIAPRO Set

Set 9 Stück (3 x Dyasynt Plus, 6 x Diapro), HP



Artikelnr.: 105887  
Hersteller: EVE Ernst Vetter GmbH  
Gewicht: 0.06 kg  
Höhe: 73 mm  
Breite: 56 mm  
Länge: 86 mm

**€ 82,88**

*Zzgl. MwSt.*

**Set 9 Polierer (3 x Dyasynt Plus, 6 x Diapro), HP, fein, mittel**

2-stufiges, diamantiertes Poliersystem.

- Speziell für Silikatkeramiken
- Diamantkörnung für höchste Effektivität
- Polierergebnis entspricht Glanzbrand
- Vor der Politur erfolgt das Schleifen mit Diasynt® Plus
- Keramik, Zirkonoxid, Lithium-Disilikat, Verblendkeramik, Silikatkeramik
- Diasynt® - rosa - mittel - Abtragen
- Diapro - rot - Vorpolieren
- Diapro - gelb - Hochglanzpolieren
- Drehzahl min. 7.000 - 12.000 U/min., max. 20.000 U/min.