



## DentaFix Vacuum-Kissen

Stück Kissen 30 x 40 cm, Sphärische Form inkl. Saugadapter

---



Artikelnr.: 105917  
Hersteller: American Dental Systems  
Gewicht: 0.04 kg  
Höhe: 78 mm  
Breite: 447 mm  
Länge: 485 mm

**€ 273,60**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Stück** Kissen 30 x 40 cm, Sphärische Form inkl. Saugadapter

Für Kinder, ängstliche Patienten oder Patienten mit HWS-Problemen werden Behandlungen - besonders längere - schnell zur Tortur: Die oft unbequeme Lagerung des Kopfes in unnatürlichen Positionen führt bei Ihnen zu Verspannungen und Verkrampfungen. Einfache Abhilfe schafft hier das DentaFix Vacuum-Kissen, das mit wenigen Handgriffen mit Hilfe des Speichelsaugers perfekt auf jeden Patienten eingestellt werden kann. Die optimale Kopfposition kann mit völlig entspannter Nackenmuskulatur auch bei langer Behandlungsdauer gehalten werden.