



Ketac™ Cem Plus

Trial Kit Automix Spritze



Artikelnr.: 106275
Hersteller: 3M Healthcare GmbH
Gewicht: 0.126 kg
Höhe: 58 mm
Breite: 110 mm
Länge: 231 mm

€ 49,25

Zzgl. MwSt.

Trial Kit 8,5 g Automix Spritze, 12 Mischkanülen

Selbsthärtend, starke Haftung, röntgenopak: 3M™ Ketac™ Cem Plus Kunststoffmodifizierter Glasionomer-Befestigungszement ist komfortabel in der Anwendung und überzeugt durch seine hohe klinische Leistung.

- Einfache und sekundenschnelle Überschussentfernung dank Kurzzeit-Lichtpolymerisation
 - Langanhaltende Fluoridabgabe
 - Röntgenopak
 - Selbsthärtend
 - Starke Haftung
 - Verarbeitung ab Mischbeginn: 1:30 Min.
 - Kurze Lichthärtung: 5 Sekunden pro Oberfläche (konventionelles Polymerisationsgerät) oder selbsthärtende Gel-Phase: 2 Min. nach Platzierung im Mund
 - Abbindung nach Platzierung im Mund: 5:00 Min.
-
- Kronen, Brücken Inlays und Onlays aus Metall oder verblendeter Metallkeramik
 - Kronen und Brücken aus Aluminium- oder Zirkonoxid
 - Endodontische Stifte und kieferorthopädische Bänder und Hilfsmittel
 - Kronen und Brücken auf Implantatabutments