



Wandhalterung Kunststoff

Stück für 500 ml Vierkantflaschen



Artikelnr.: 106347
Hersteller: Schülke & Mayr GmbH
Gewicht: 0.093 kg
Höhe: 93 mm
Breite: 94 mm
Länge: 135 mm

€ 9,86

Zzgl. MwSt.

Stück Wandhalter für 500 ml Vierkantflaschen

Kunststoff-Wandhalterung für Vierkantflaschen.

Unser Plus

- Geeignet für 500 ml- bzw. 1.000 ml-Flaschen sowie hyclick®-Flaschen
- Aus stabilem Kunststoff
- Rückwand mit vier Bohrungen
- Alkoholbeständig