



Glasscheiben

Packung 3 Stück unbeschichtet, f. Basic classic



Artikelnr.: 106358
Hersteller: Renfert GmbH
Gewicht: 2.015 kg
Höhe: 41 mm
Breite: 254 mm
Länge: 371 mm

€ 67,80

Zzgl. MwSt.

Packung 3 Glasscheiben unbeschichtet, für Basic classic

Zubehör für Vario basic, Vario jet, Basic master, Basic eco, Basic classic, Basic quattro, Basic quattro IS.