



Diamantscheiben 943D

Stück gelb extra fein, HP, Figur 361, 0,15 mm, ISO 080



Artikelnr.: 10694

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.018 kg

Höhe: 60 mm

Breite: 28 mm

Länge: 42 mm

€ 29,16

Zzgl. MwSt.

Stück Scheibe gelb extra fein, HP, Figur 361, Stärke: 0,15 mm, ISO 080

Ob Kunststoff, Keramik, Zirkonoxid oder Gips – das umfassende Diamantscheibensortiment von MEISINGER hält für jedes Material die passenden Scheiben bereit. Gemeinsam haben sie alle ihren Hang zu Perfektion: Eine präzise Diamantbeschichtung, sehr hohe Standzeiten und vibrationsfreies Arbeiten zeichnen die Diamantscheiben aus. Aufgrund ihrer besonders dünnen Ausführung eignen sie sich zum präzisen Abtrennen und Separieren.

- gelb extra fein
- super flexibel
- Kunststoff separieren, Keramik separieren, Verblend- und Keramiktechnik