



# Acrylpolierer

Packung 10 Stück blau, HP, 9641



Artikelnr.: 10724

Hersteller: Hopf,Ringleb & CoGmbH CIE

Gewicht: 0.088 kg

Höhe: 71 mm

Breite: 56 mm

Länge: 87 mm

**€ 19,79**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 10 Polierer blau, HP, 9641

Kunststoffpolierer für Prothesen und Unterfütterungen.

grün - Vorpolitur

blau - Mattglanz

weiß - Hochglanz

Max. Drehzahl für Kunststoffpolierer (9603, 9641,9642,9644) 15.000 U/min. - Die empfohlene Drehzahl ist abhängig vom zu bearbeitenden Material und beträgt etwa die Hälfte der max. Drehzahl.