



Mixing Wells

Karton 480 Stück weiß, 2 Näpfe



Artikelnr.: 10737

Hersteller: Hofmeister Dental B.V.

Gewicht: 0.393 kg

Höhe: 75 mm

Breite: 180 mm

Länge: 184 mm

€ 57,57

Zzgl. MwSt.

Karton 480 Einwegmischnäpfe weiß, 2 Näpfe

Zur Verwendung mit allen Dentalmaterialien.

- Verfügbar in Konfigurationen mit zwei und vier Vertiefungen
- Hergestellt aus einem Polymer mit hohem Molekulargewicht
- Kompatibel mit allen Dentalmaterialien
- Leicht aufnehmbar
- Perforierte Blätter für bequeme Handhabung und Lagerung
- Kostengünstige Großpackungen