



Quick Up

Packung 2 g Spritze LC, Zubehör



Artikelnr.: 107456
Hersteller: Voco GmbH
Gewicht: 0.041 kg
Höhe: 33 mm
Breite: 63 mm
Länge: 148 mm

€ 32,40

Zzgl. MwSt.

Packung 2 g Spritze LC, Zubehör

Selbsthärtendes Befestigungsmaterial für Attachments und Sekundärteile in Prothesen. Composite für das Einkleben von Attachments wie Kugel-, Locator®- und Teleskopverankerungselementen in Prothesen mit Kunststoffbasis. Wiederbefestigung von Sekundärelementen in Prothesen mit Kunststoffbasis, wie z. B. Steghalterungen.

- Sehr einfache chair-side Anwendung
- Hohe Festigkeitswerte
- Komplettes Set für sofortige Anwendung inklusive Ausblockmaterial für zu schützende Primärstrukturen, wie z. B. Implantate
- Ideale Kombination von selbsthärtenden Befestigungsmaterial und lichthärtendem Korrekturmaterial
- *Quick Up* ist gingivafarben