



Fiber-Splint™

Packung 30 Befestigungsclips



Artikelnr.: 107469
Hersteller: Polydentia SA
Gewicht: 0.016 kg
Höhe: 16 mm
Breite: 40 mm
Länge: 68 mm

€ 68,63

Zzgl. MwSt.

Packung 30 Befestigungsclips

Fiber-Splint™ stellt eine Alternative zu herkömmlichen Metall-Retainern dar und ermöglicht die Herstellung von Splints mit höherem ästhetischem Wert, Biokompatibilität und Komfort für den Patienten. Die Fiber-Splint-Technik, ermöglicht hervorragende und nichtinvasive Ergebnisse in einer einzigen Sitzung. Die Anwendung von *Fiber-Splint™* ist schnell und einfach.