



## SUPER-SPLINT DE LUXE

Spender 50 cm Glasfaserband

---



Artikelnr.: 10748

Hersteller: Hager & Werken GmbH&Co.KG

Gewicht: 0.009 kg

Höhe: 15 mm

Breite: 53 mm

Länge: 53 mm

**€ 107,67**

*Zzgl. MwSt.*

---

Spender 50 cm Glasfaserband

- Mehrlagiges Glasfaserband
- 6 aufeinandergenähte Lagen feinmaschigen, ultradünnen und silanisierten Glasfaserbandes
- 4 mm breit, für ca. 25 Anwendungen