



# Imprint™ 4 Penta™ Heavy

Trial Kit Heavy



Artikelnr.: 107598  
Hersteller: 3M Healthcare GmbH  
Gewicht: 0.972 kg  
Höhe: 88 mm  
Breite: 110 mm  
Länge: 194 mm

**€ 95,35**

*Zzgl. MwSt.*

**Trial Kit** 300 ml Basispaste, 60 ml Katalysator, 50 ml Kartusche Light, 10 Penta Mischkanülen rot, 5 Garant Mischkanülen gelb, 5 Garant Applikationsdüsen gelb

3M™ Imprint™ 4 VPS Abformmaterial ist in verschiedenen Varianten mit normalen und kurzen intraoralen Abbindezeiten erhältlich, so dass Sie das richtige Material für Ihre Abformung wählen können. Das macht es Ihnen leichter, Abformungen mit hoher Genauigkeit durchzuführen und somit die Grundlage für passgenaue Restaurationen zu schaffen, während gleichzeitig der Stress für Sie und Ihre Patienten reduziert wird.

- VPS-Abformmaterial mit innovativer aktiver Selbsterwärmung zur Beschleunigung der Abbindezeit
  - Sehr kurze Abbindezeit im Mund
  - Ausreichend lange Verarbeitungszeit für ein stressarmes Vorgehen
  - Hydrophilie ermöglicht es, selbst feinste Details in feuchter Umgebung zu erfassen
  - Verwendbar für einzeitige und zweizeitige Abformtechniken
  - Erhöhen Sie die Abformgenauigkeit, indem Sie 3M™ Adstringierende Retraktionspaste applizieren - für Feuchtigkeitskontrolle bei jedem Schritt und eine gewebeschonende Retraktion der Gingiva
- 
- Alle Arten von Abformungen, z. B. Kronen-, Brücken-, Inlay- und Onlay-Präparationen, Implantate, kieferorthopädische Abformungen
  - Die „Super Quick“ Materialien sind die ideale Lösung für Abformungen von 1 bis 2 Einheiten.