



## Imprint™ 4

Refill Packung 4 x 50 ml Doppelkartusche Super Quick Ultra-Light, Zubehör

---



Artikelnr.: 107606  
Hersteller: 3M Healthcare GmbH  
Gewicht: 0.559 kg  
Höhe: 86 mm  
Breite: 108 mm  
Länge: 194 mm

**€ 93,84**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Refill Packung** 4 x 50 ml Doppelkartusche Super Quick Ultra-Light, 5 Garant Mischkanülen gelb, 5 Einwegspritzen grün

3M™ Imprint™ 4 VPS Abformmaterial ist in verschiedenen Varianten mit normalen und kurzen intraoralen Abbindezeiten erhältlich, so dass Sie das richtige Material für Ihre Abformung wählen können. Das macht es Ihnen leichter, Abformungen mit hoher Genauigkeit durchzuführen und somit die Grundlage für passgenaue Restaurationen zu schaffen, während gleichzeitig der Stress für Sie und Ihre Patienten reduziert wird.

- VPS-Abformmaterial mit innovativer aktiver Selbsterwärmung zur Beschleunigung der Abbindezeit
- Sehr kurze Abbindezeit im Mund
- Ausreichend lange Verarbeitungszeit für ein stressarmes Vorgehen
- Hydrophilie ermöglicht es, selbst feinste Details in feuchter Umgebung zu erfassen
- Verwendbar für einzeitige und zweizeitige Abformtechniken
- Erhöhen Sie die Abformgenauigkeit, indem Sie 3M™ Adstringierende Retraktionspaste applizieren - für Feuchtigkeitskontrolle bei jedem Schritt und eine gewebeschonende Retraktion der Gingiva
  
- Alle Arten von Abformungen, z. B. Kronen-, Brücken-, Inlay- und Onlay-Präparationen, Implantate, kieferorthopädische Abformungen
- Die „Super Quick“ Materialien sind die ideale Lösung für Abformungen von 1 bis 2 Einheiten.