



## Sockelgips natur

Eimer 5 kg Gips naturweiß



Artikelnr.: 107755  
Hersteller: SILADENT  
Gewicht: 5.05 kg  
Höhe: 370 mm  
Breite: 180 mm  
Länge: 100 mm

**€ 29,23**

Zzgl. MwSt.

Eimer 5 kg Gips naturweiß

Zum Sockeln von Zahnkränzen, für Vorwälle, Frässockel, zum Fixieren von Unterfütterungen und KFO-Modellen. Bei diesem Sockelgips ist das Expansionsverhalten abgestimmt auf die Superhartgipse der Kl. IV, spannungsfreie Modelle, exakte Führung der Pins.

Anwendungsempfehlung: Sockeln von Zahnkränzen für Sägeschnittmodelle, für alle Pinsysteme unter Verwendung von Gips.

- Wasser-Gips-Verhältnis: 25 : 100
- Abbindezeit: 6-8 Minuten