

Synea Vision Hand- und Winkelstücke

Stück Winkelstück 1:1, WK-56 LT



Artikelnr.: 107780
Hersteller: W&H Deutschland GmbH
Gewicht: 0.192 kg
Höhe: 38 mm
Breite: 82 mm
Länge: 171 mm

€ 575,00

Zzgl. MwSt.

Stück Winkelstück 1:1, WK-56 LT, Single Spray, mit Licht

Die Ausstattungslinie für höchste Ansprüche: Mit der Ausstattungslinie Synea Vision hat W&H eine Instrumentenserie von höchster Qualität entwickelt. Zwei Schnellläufer-Kopfgrößen sorgen für überraschende Zugangsmöglichkeiten. Und eine spezielle Beschichtung für noch mehr Ästhetik – und Langlebigkeit.

- Laufruhe: Spürbar ruhiger – dank spezieller Keramikugellager
- Monobloc Design: Ergonomie aus einem Guss – für optimale Hygienebedingungen
- Unterschiedliche Kopfgrößen für optimale Zugangsmöglichkeiten
- Verlässlichkeit: Höchste Qualität und lange Lebensdauer
- Garantie 36 Monate