



Micro 20 Gauge Tips

Packung 20 Stück, Ø 0,9 mm



Artikelnr.: 10780

Hersteller: Ultradent Products GmbH

Gewicht: 0.015 kg

Höhe: 28 mm

Breite: 51 mm

Länge: 51 mm

€ 8,70

Zzgl. MwSt.

Packung 20 Micro 20 ga Tips, Ø 0,9 mm

Dunkelblauer Kunststoffansatz mit stumpfer, gebogener Metallkanüle (20 ga, Ø 0,90 mm), zur präzisen Applikation von Materialien.

Zu verwenden mit: EtchArrest, File-Eze, OpalDam, Opalescence Boost, PermaFlo, PermaFlo DC, Ultra-Blend plus, UltraSeal XT plus.

Dieser Tip ist mit der patentierten Lok-Tite-Verbindung ausgestattet. Ein doppeltes Luer-Lock-Gewinde sorgt für einen stabilen und sicheren Sitz des Spritzenansatzes. Flügel gewährleisten ein einfaches Aufsetzen und Entfernen.