



GC everX Posterior™

Packung 15 x 0,25 g Unitip



Artikelnr.: 107818
Hersteller: GC Germany GmbH (DE)
Gewicht: 0.038 kg
Höhe: 33 mm
Breite: 64 mm
Länge: 79 mm

€ 60,24

Zzgl. MwSt.

Packung 15 x 0,25 g Unitip

GC everX Posterior™ ist ein glasfaserverstärktes Composite-Material zum Ersatz von Dentin in Verbindung mit einem konventionellen Composite wie G-ænial Posterior als Schmelzersatz. Die kurzen Glasfasern von GC everX Posterior™ machen es zur idealen Substruktur zur Verstärkung sämtlicher Composite-Restaurationen in großen Kavitäten. GC everX Posterior™ eröffnet neue Möglichkeiten für die Versorgung ausgedehnter Kavitäten mit direkten Restaurationen und ist die Antwort auf die zunehmende Nachfrage nach einer kostengünstigen Restaurations-Alternative für große Kavitäten.

- 4-5 mm Schichten können gleichzeitig gelegt werden
- Wiederherstellung von drei- oder mehrflächigen Kavitäten
- Kavitäten mit fehlenden Höckern und für tiefe Kavitäten
- Kavitäten nach Amalgamentfernung
- Kavitäten die auch für Onlays & Inlays indiziert wären