



## Bevisto W2

Flasche 1 Liter



Artikelnr.: 108031  
Hersteller: BEVISTON GmbH  
Gewicht: 1.116 kg  
Höhe: 258 mm  
Breite: 65 mm  
Länge: 130 mm

**€ 16,40**

Zzgl. MwSt.

### Flasche 1 Liter

*Bevisto W2* ist ein völlig aldehyd- und phenolfreier hochwirksamer pH-alkalischer Absauganlagenreiniger mit Desinfektionswirkstoff für Medizinprodukte, wie z. B. Dentaleinheiten. *Bevisto W2* ist ein Konzentrat, das 2 %ig eingesetzt wird (20 ml mit 980 ml Wasser) und auf das Lösen von Speichel, Bohrstaub, Schleimablagerungen sowie das Neutralisieren von Säuren eingestellt ist. *Bevisto W2* wird im wöchentlichen Wechsel mit dem pH-sauren Reiniger *Bevisto W1* eingesetzt.