



GC FIT CHECKER™ Advanced Blue

Kartusche 2 x 56 g Doppelkartusche blau



Artikelnr.: 108108
Hersteller: GC Germany GmbH (DE)
Gewicht: 0.23 kg
Höhe: 50 mm
Breite: 97 mm
Länge: 131 mm

€ 61,99

Zzgl. MwSt.

Kartusche 2 x 56 g Doppelkartusche blau, 3 Mischkanülen IIS rosa, 3 Mischkanülen IISS gelb

Blue VPES Silikon zur Kontrolle von Innenpassung und Okklusalkontakten. *GC FIT CHECKER® Advanced Blue* ist aufgrund seiner Konsistenz (dünnfließend) und wegen seines Abbindeverhaltens einfach anzuwenden. Durch die richtige Transparenz und die blaue Farbe lässt sich das Material leicht erkennen, es entsteht ein sehr guter optischer Kontrast zu zahnfarbenen Zahnersatzmaterialien, etwa Keramikronen und -Brücken.

- In der Automix-Kartusche erhältlich – optimale Applikation
- Gutes Fließvermögen, auch thixotrop
- Minimale Materialschichtstärke, dennoch präzise Wiedergabe jedes Details
- Die transparente blaue Farbe ist auch bei Schichtstärken unter 100 µm erkennbar
- Durch die außergewöhnliche blaue transparente Farbe können Okklusalkontakte überprüft werden
- Hohe Reißfestigkeit, um das Material nach der Überprüfung der Passung einfacher entfernen zu können
- Härteres Material, so ist eine reibungslose und einfache Bearbeitung mit der Fräse möglich
- Verarbeitungszeit: 1 Minute
- Mindestverweildauer im Mund: 1 Minute